

REF CA355L



- + Höhenverstellbar
- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Duschstuhl


## Felix

# Duschstuhl

## Felix

Dieser Duschstuhl ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften



Stabile Rückenlehne

Gepolsterte Armlehnen

Stabiler Kunststoff Sitz

Rutschfeste, höhenverstellbare Beine

Das Produkt kann durch wenige Handgriffe montiert werden.

### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



#### Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



#### unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



#### SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



#### Praximedico AG

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



#### forma-complete GmbH

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



#### Gebrauchsanweisung beachten!

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

**PZN 17930140**

Hilfsmittelnummer

**04.40.03.2049**

Artikelnummer

**CA355L**



### + Technische Daten



Sitzbreite

40 cm



Sitztiefe

33 cm



Sitzhöhe

41-53 cm



Höhe Rückenlehne

31 cm



Gesamtlänge

49 cm



Gesamthöhe

72-84 cm



Gesamtbreite

56,5 cm



Höhenverstellung um

12 cm



Produktgewicht


3,2 kg



Max. Benutzergewicht

135 kg

REF CA330



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Badewannenbrett


## Felia

# Badewannenbrett

## Felia

Das Badewannenbrett Felia dient dazu, eine Körperreinigung auf Höhe des Badewannenrandes vorzunehmen. Es ist als stabile Sitzhilfe gedacht, welche das selbstständige Baden/Duschen in der Badewanne erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften




### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

### + Technische Daten



71 cm



18,5 cm



32 cm



2,5 kg



135 kg



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

**PZN 17941126**

Hilfsmittelnummer


**04.40.02.0036**

Artikelnummer

**CA330**



REF CA331



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Passend für alle Standard Badewannen
- + Maximaler Schutz beim Einstieg

---

# Badewannen- Einstiegshilfe


Lela

# Badewannen-Einstiegshilfe

## Lela

Lela ist eine Badewannen-Einstiegshilfe. In wenigen Schritten montiert, bietet Sie zusätzliche Sicherheit beim Ein- und Ausstieg in die Badewanne. Diese Badewannen-Einstiegshilfe ist als stabiler Stütz- und Haltegriff gedacht, welche den selbständigen Einstieg in die Badewanne erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichts-problemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

### + Technische Daten



Gesamtlänge

20 cm



Gesamthöhe

50 cm



Gesamtbreite

15 cm



Höhe oberhalb  
Badewannenrand

38 cm



Griffdurchmesser

17,5 cm



Klemmbreite

7,5-15,5 cm



Produktgewicht

2,8 kg



Max. Benut-  
zergewicht

135 kg



#### Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



#### unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



#### SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



#### Praximedico AG

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



#### forma-complete GmbH

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



#### Gebrauchsanweisung beachten!

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

PZN 17941132

Hilfsmittelnummer  
04.40.05.0015

Artikelnummer  
CA331



REF CA336L



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Badewannensitz


Fiona

# Badewannensitz

## Fiona

Dieser Badewannensitz Fiona ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

**PZN 17941103**

Hilfsmittelnummer  
**04.40.02.1014**

Artikelnummer  
**CA336L**

### + Technische Daten



Sitzbreite  
42 cm



Sitztiefe  
23 cm



Gesamtlänge  
73,5 - 83,5 cm



Gesamthöhe  
18 cm



Breitenverstellung  
10 cm



Produktgewicht  
1,5 kg



Max. Benutzer-  
gewicht  
135 kg





REF CA3362U



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Rückenlehne für mehr Komfort
- + An verschiedene Wannenbreiten anpassbar
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Badewannensitz

Luna

# Badewannensitz

## Luna

Dieser Badewannensitz Luna ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Baden und Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China

**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

**Praximedico AG**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland

**forma-complete GmbH**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240

**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)

**Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!**

**PZN 17941095**

Hilfsmittelnummer  
**04.40.02.2019**

Artikelnummer  
**CA3362U**

### + Technische Daten



Sitzbreite

38 cm



Sitztiefe

28 cm



Gesamthöhe

41 cm



Gesamtbreite

36 cm



Längenverstellung

74-79,5 cm



Max. Benutzergewicht

135 kg



Produktgewicht

3,6 kg



REF CA3552L



- + Höhenverstellbar
- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Duschhocker


## Max

# Duschhocker

## Max

Dieser Duschhocker ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



#### Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



#### unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



#### SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



#### Praximedico AG

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



#### forma-complete GmbH

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



#### Gebrauchsanweisung beachten!

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

**PZN 17941089**

Hilfsmittelnummer  
**04.40.03.1032**

Artikelnummer  
**CA3552L**

### + Technische Daten



Sitzbreite

40 cm



Sitztiefe

33 cm



Gesamtlänge

44 cm



Sitzhöhe

41-53 cm



Gesamtbreite

51 cm



Gesamthöhe

56-68 cm



Höhenverstellung um

12 cm



Max. Benutzer-  
gewicht

135 kg



Produkt-  
gewicht

2,8 kg



REF CA3742L



- + Stabile Ausführung
- + Platzsparend und einklappbar
- + In wenigen Schritten montiert
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

---

# Duschklappsitz


## Tobi

# Duschklappsitz

## Tobi

Dieser Duschklappsitz ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)




Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!



### + Technische Daten



Sitzbreite  
49 cm




Sitztiefe  
30 cm




Sitzhöhe  
39-54 cm



Gesamtbreite  
49 cm



Höhe im gefalteten Zustand  
45-60 cm



Tiefe im gefalteten Zustand  
13 cm



Gesamttiefe  
40 cm



Gesamthöhe  
39-54 cm



Höhenverstellung um  
15 cm



Max. Benutzer-  
gewicht  
135 kg



Produktgewicht  
2,77 kg

REF CA618



- + Stabile Ausführung
- + Optional mit Eimer zu verwenden
- + Ermöglicht ein leichteres Aufstehen
- + Inkl. Spritzschutz

---

# Toilettensitzgestell


## Noah

# Toilettensitzgestell

## Noah

Noah ist ein Toilettensitzgestell zum Aufsetzen auf die vorhandene Toilette und passt über handelsübliche WC-Becken. Das Toilettensitzgestell erhöht die Sitzhöhe der Toilette und ermöglicht damit eine bessere Sitzposition. Das Gestell besteht aus einem höhenverstellbaren Rohrrahmen mit vier rutschsicheren Füßen, Armlehnen, sowie einem stabilen Toilettensitz mit Deckel. Ein Spritzschutz unter der Sitzfläche sorgt für die nötige Hygiene am WC. Durch die Armlehnen gibt das Toilettensitzgestell beim Aufstehen und Hinsetzen zusätzlich Sicherheit. Toilettensitzgestelle werden vorwiegend eingesetzt, wenn eine feste Montage von Stützgriffen nicht möglich ist (z.B. fehlende Tragfähigkeit). Durch den mitgelieferten Eimer und WC-Deckel, kann das Toilettensitzgestell auch als Toilettenstuhl ohne vorhandenes WC genutzt werden. Wird der Eimer nicht genutzt, kann dieser platzsparend zusammengeklappt werden.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!



### + Technische Daten



Sitzbreite  
47 cm



Sitztiefe  
39 cm



Sitzhöhe  
40-55 cm



Höhe Rückenlehne  
60-75 cm



Gesamtlänge  
55 cm



Gesamthöhe  
60-75 cm



Gesamtbreite  
51 cm



Höhenverstellung um  
10 cm



Produktgewicht  
6,2 kg



Max. Benutzergewicht  
135 kg



REF CA6997



- + Höhenverstellbar
- + Sitz aus weichem PVC
- + Inkl. Eimer mit Deckel
- + Arm- und Rückenlehnen gepolstert
- + Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr

---

# Toilettenstuhl

Maja

# Toilettenstuhl

## Maja

Maja ist ein feststehender Toilettenstuhl mit gepolstertem Sitz, Arm- und Rückenlehnen. Durch die vier höhenverstellbaren Beine, lässt sich der Stuhl ideal an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Wird der Toilettenstuhl nicht gebraucht, kann er mithilfe des gepolsterten Deckels zum Möbelstück umgewandelt werden. Ein herausnehmbarer, arretierbarer Eimer, ist mit im Lieferumfang enthalten. Durch seine glatten Oberflächen lässt sich der Toilettenstuhl einfach und hygienisch reinigen. Die Beine sind durch GummifüÙe vor dem Verrutschen gesichert.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäÙen Gebrauch!



### + Technische Daten



Sitzbreite

45 cm



Sitztiefe

40 cm



Sitzhöhe

44-54 cm



Höhe Rückenlehne

41 cm



Gesamttiefe

52 cm



Gesamthöhe

83-93 cm



Gesamtbreite

59 cm



Armlehnenhöhe

69-79 cm



Produktgewicht

15,6 kg



Max. Benutzer-  
gewicht

135 kg

REF CA691L



- + Platzsparend faltbar
- + Sitz aus weichem PVC
- + mit Eimer und Sitzpolster
- + Arm- und Rückenlehnen gepolstert

---

# Toilettenstuhl


## Frieda

# Toilettenstuhl

## Frieda

Frieda ist ein klappbarer Toilettenstuhl mit gepolsterten Sitz, Arm- und Rückenlehnen. Durch die vier höhenverstellbaren Beine, lässt sich der Stuhl ideal an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Wird der Toilettenstuhl nicht gebraucht, kann er mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt verstaut werden. Ein herausnehmbarer Eimer und ein gepolsterter Deckel zum Verschließen der Sitzfläche ist mit im Lieferumfang enthalten. Durch seine glatten Oberflächen lässt der Toilettenstuhl sich einfach und hygienisch reinigen. Die Beine sind durch GummifüÙe vor dem Verrutschen gesichert.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China

**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

**Praximedico AG**  
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland

**forma-complete GmbH**  
Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240

**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäÙen Gebrauch!

**PZN 18094361**

Hilfsmittelnummer  
**33.40.04.0038**

Artikelnummer  
**CA691L**



### + Technische Daten



Sitzbreite

46 cm



Sitztiefe

42,5 cm



Sitzhöhe

47-53,5 cm



Gesamtbreite

57,5 cm



Gesamttiefe

56 cm



Gesamthöhe

83-89,5 cm



Höhe Rückenlehne

36 cm



Armlehnenhöhe

66,5-73,5 cm



Tiefe zusammengeklappt

21,5 cm



Max. Benutzergewicht


120 kg



Produktgewicht

4,88 kg

REF CA3128



- + Stabile Ausführung
- + Für mehr Sicherheit im Bad
- + In wenigen Schritten montier
- + Einklappbare Stützhilfe für Toiletten und Waschbecken

---

# Haltegriff


## Emilia

# Haltegriff

## Emilia

Emilia ist ein Haltegriff zur Wandmontage zur Befestigung neben dem WC oder dem Waschbecken. Bei Nichtgebrauch ist dieser platzsparend einklappbar. Dieser Haltegriff ist als Stütze und Transferhilfe gedacht, der das selbstständige Hinsetzen und Aufstehen vom WC erleichtert, sowie am Waschbecken eine zusätzliche Haltemöglichkeit bietet.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!




### + Technische Daten



Gesamtlänge

62,4 cm



Gesamthöhe

18,4 cm



Gesamtbreite

9 cm



Rohr-  
durchmesser

0,28 cm



Tiefe,  
hochgeklappt

15,2 cm



Höhe,  
hochgeklappt

65,2 cm



Produktgewicht

2,1 kg



Max. Benut-  
zergewicht

120 kg

REF CA6741-4



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Ermöglicht ein leichteres Aufstehen
- + Passend für gängige Toilettenformen

---

# Toilettensitzerhöhung

Paula

# Toilettensitzerhöhung

## Paula

Paula ist eine Toilettensitzerhöhung, die die Sitzhöhe der Toilette erhöht und damit eine bessere Sitzposition ermöglicht. Die Toilettensitzerhöhung wird mit einem Klemmsystem an der Toilettenschüssel angebracht und verfügt über einen Deckel. Paula kann auf alle handelsüblichen WC-Becken befestigt werden.

### + Produkteigenschaften



### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

### + Technische Daten



Gesamtlänge

40 cm



Gesamtbreite

37 cm



Gesamtlänge  
vorne

9,6 cm



Gesamtlänge  
hinten

15,2 cm



Produktgewicht

2,2 kg



Max. Benutzergewicht

100 kg



#### Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



#### unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



#### SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



#### Praximedico AG

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



#### forma-complete GmbH

Bleichelstrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



#### Gebrauchsanweisung beachten!

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

PZN 18007379

Hilfsmittelnummer

**33.40.01.0139**

Artikelnummer

**CA6741-4**

