

REF CA355L



- + Höhenverstellbar
- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Zur Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene

Duschstuhl


Felix

Duschstuhl

Felix

Dieser Duschstuhl ist als stabile Sitzhilfe gedacht, der das selbstständige Duschen erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

PZN 17930140

Hilfsmittelnummer
04.40.03.2049

Artikelnummer
CA355L



+ Technische Daten



Sitzbreite

40 cm



Sitztiefe

33 cm



Sitzhöhe

41-53 cm



Höhe Rückenlehne

31 cm



Gesamtlänge

49 cm



Gesamthöhe

72-84 cm



Gesamtbreite

56,5 cm



Höhenverstellung um

12 cm



Produktgewicht

3,2 kg



Max. Benutzer-
gewicht

135 kg