


REF CA331



- + Stabile Ausführung
- + Leicht zu montieren
- + Passend für alle Standard Badewannen
- + Maximaler Schutz beim Einstieg

Badewannen- Einstiegshilfe


Lela

Badewannen-Einstiegshilfe

Lela

Lela ist eine Badewannen-Einstiegshilfe. In wenigen Schritten montiert, bietet Sie zusätzliche Sicherheit beim Ein- und Ausstieg in die Badewanne. Diese Badewannen-Einstiegshilfe ist als stabiler Stütz- und Haltegriff gedacht, welche den selbständigen Einstieg in die Badewanne erleichtert. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichts-problemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

+ Produkteigenschaften



Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

+ Technische Daten



Gesamtlänge

20 cm



Gesamthöhe

50 cm



Gesamtbreite

15 cm



Höhe oberhalb
Badewannenrand

38 cm



Griffdurchmesser

17,5 cm



Klemmbreite

7,5-15,5 cm



Produktgewicht

2,8 kg



Max. Benut-
zergewicht

135 kg



Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.

Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District
528251 Foshan City, Guangdong, China



unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Praximedico AG

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



forma-complete GmbH

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland
CHE-140.749.240



Gebrauchsanweisung beachten!

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!
Weitere Informationen finden Sie unter www.unizell.de



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

PZN 17941132

Hilfsmittelnummer
04.40.05.0015

Artikelnummer
CA331

